



販売店サポート・代理店

会社概要

お問い合わせ

料金サポート時間と緊急時▼

WindowsPC購入時の推奨スペックについて

HOME > WindowsPC購入時の推奨スペックについて

注意事項 :

家電店でパソコンを購入されるときは注意してください！ 家電店のパソコンには初期インストール型アプリ数が多く、トラブルを誘発する場合が多いです。また家電店は Windows Home バージョンが売られていることが多く、院内で業務用として使うには何かとトラブルが多いものです。レセコン用として使うパソコンは、無駄なアプリが何もインストールされてない PC が安心でおススメです。中古パソコンも同様に OS が初期化クリーンアップされているものを選ばれて下さい。

WindowsPCを購入される場合の、推奨スペックについて 開く → [PDFをダウンロード]

OS :

Windows 7 もしくは Win 10 いずれも Pro バージョンのみ ※ home バージョンは対象外

CPU :

i5 以上

メモリ :

8 ギガバイトを推奨（最低 4 ギガバイト以上）

ハードディスク :

S S D 500 ギガバイト以上を推奨

※ H D D でも問題ありません。S S D は動作速度が速く地震や衝撃にも強くて優秀です。ただし、寿命および故障率はどちらも似たようなものです。

ディスプレイ解像度：

横1024以上×縦1024以上のものでドットピッチが大きいもの。

解像度が大きくなるほど、ディスプレイのインチも大きなものを推奨します。理由は、ドットピッチが大きなものを選ばないとレセコンの画面が小さくなります。

※ Windows10の場合は、OS側にスケーリング設定があるので、横1024以上×縦1024以上を満たせば、ドットピッチは気にする必要がございません。

UPS無停電電源：

ネット家電品の相場で、15,000円前後です。

バックアップ用外付けHDD：

1テラバイト、万が一の本体HDD故障時に備えて2次バックアップ用として利用

※ ACコンセント電源タイプのHDDを推奨します。ポータブルHDDタイプUSB給電式「USBバスパワー式」は長時間毎日の使用で使った場合に、ときどき、ハードディスクが認識されない等の不具合が起きて、それが原因でフリーズする大きなトラブルを招く事があります。快適にノートラブルでご利用頂くには、ACコンセント外部電源式の外付けHDDをご購入下さい。

ウィルスセキュリティー：

Windows7、10以降にはOS標準でウィルススキャンおよび駆除機能が提供されています。Windows標準のウィルスセキュリティーは安全で、レセコンの使用上でも問題はありませんが、他社製のウィルススキャンは注意が必要です。他社製「ウィルスバスター・ノートン・マカフィー」等をインストールすると、レセコンは強制的に動作停止させられて強制ロックされて動かなくなり時折フリーズします。正常に動くようにするには、他社製ウィルススキャンの製造元へお問い合わせいただき、レセコンがフル動作できるように認証許可をして頂く必要があります。この認証登録はとても難しくPCに詳しくない方は、Windows標準のウィルスセキュリティーをお使いいただくほうが安全です。

※ 認証が必要なもの

(DentalHeartフォルダ内のプログラム全部の実行アクセス権+フルアクセス権と、
C:\Windows\System32\cscript.exeの実行アクセス権と、接続ドライブ上にあるKarte_Backupフォルダのフルアクセス権となります。)

注意！！ ディスプレイ切替器キーマウス切替器はトラブルが多いです！：

ディスプレイ切替器の拡張型で、キーボードとマウスも一緒に切替器する商品がありますが、フリーズ現象やトラブルリスクが多く危険ですので、使わない事をオススメします。また、切替器が故障するとパソコンも道連れに2台とも壊します。さらに、それが○端子紫と緑色PS/2型の切替器であれば、危険度100%です。なぜならPS/2は

もPC電源が通電し起動している時は、抜き差し出来ない端子であり、例えるならグラフィックGPU基盤を、PC電源が入っている状態で抜き差しするのと同じです。パソコン自体も壊しかねないほど危険です。それを、ディスプレイ切替器で毎日切替ながら使うということは、切替器が劣化等で少し調子悪くなっただけでパソコンは道連れ的にフリーズします。

これらの理由より、トラブルの元になる切替器は使用しない事を推奨します。

株式会社 デンタルハート

電子カルテレセプト・システム 歯科用販売

株式会社デンタルハート 長崎県佐世保市有福町90-11 (2F) TEL 0956-27-1177 F/

